



www.bmc-medical.com

RESmart GII BPAP System T Series

Bi-level Positive Airway Pressure
Con Ti Min/Ti Max

Nuestro RESmart GII BPAP System T Series ofrece Ventilación No Invasiva en casos de insuficiencia respiratoria en hospital y en casa.

family cares



RESmart GII BPAP System T Series

Pantalla LCD a color de 3.5 pulgadas


Visualización de onda de presión y de flujo en tiempo real.

SpO2 Kit (Opcional)

Visualización de pulso y de saturación de oxígeno en la sangre.

Tecnología Eco Smart

Tecnología Eco Smart permite la humidificación de alta eficiencia a través de un innovador diseño. Ofrece al paciente temperatura y humedad óptimas.



iCode II

Los datos se codifican mediante el código QR.

Se puede descargar la app, que se llama "BMC+" por APP Store y Google Play."

Escanear—Lograr





Ti Min/Ti Max

Asegura el tiempo de inspiración mejorando significativamente el efecto de la terapia.

Diferentes maneras de conseguir los datos (Tarjeta SD / iCode II / iCode)

	T - 20S	T - 20A	T - 20T	T - 25S	T - 25A	T - 25T	T - 30T
Modo	CPAP, S	CPAP, S, Auto S	CPAP, S, T, S/T	CPAP, S	CPAP, S, Auto S	CPAP, S, T, S/T	CPAP, S, T, S/T
Presión	4 - 20 cm H2O			4 - 25 cm H2O			4-30 cm H2O
Pantalla LCD	2.4 inches			3.5 inches			
Peso	< 3.3 lb (< 1.5 kg) < 5.5 lb (< 2.5 kg) with H60			< 3.3 lb (< 1.5 kg) < 5.5 lb (< 2.5 kg) with H60			



BMC Medical Co., Ltd.

Add: 5/F Main Building, No.19 Gucheng Street West, Shijingshan, Beijing 100043, China
 Tel: +86-10-51663880 Fax: +86-10-51663880 ext.810 www.bmc-medical.com