



[www.bmc-medical.com](http://www.bmc-medical.com)

## RESmart GII E Series

### RESmart GII CPAP System & RESmart GII AutoCPAP System

RESmart GII es un nuevo dispositivo inteligente, adecuado para la terapia de la Apnea Obstructiva del Sueño (OSA) tanto en el hogar como en instalaciones clínicas. Su versátil control inteligente mejora la aclimatación del CPAP tradicional, que proporciona a los pacientes más seguridad y confort.

family cares



# RESmart GII E Series

## Pantalla LCD a color de 2.4/3.5 pulgadas

Con un mando de control exquisito, RESmart GII E Series le proporciona una experiencia operativa maravillosa.

## SpO<sub>2</sub> Kit(Opcional)


Visualización del pulso y de saturación de oxígeno en la sangre

## iCode II (más moderno que iCode)

Los datos se condifican mediante el código QR.

Se puede descargar la app, que se llama "BMC+" por APP Store y Google Play."

Escanear—Lograr





## Diferentes maneras de conseguir los datos ( Tarjeta SD / iCode II / iCode )

	E-20C-H-O	E-20A-H-O	E-20AJ-H-O
Modo	CPAP	CPAP, AUTO	CPAP, AUTO
Presión	4 - 20 cm H2O		
Pantalla LCD	2.4 inches	3.5 inches	2.4 inches
Peso	< 3.3 lb (< 1.5 kg) < 5.5 lb (< 2.5 kg) with H60		

**BMC** Date: Dec, 03, 2015

Device Information: **E2414C01157**      Product Model: **E-20AJ**

Item	1	7	30	90	90	180	360
Days of Therapy	1	7	30	90	90	180	360
Days of Therapy (<= 4h)	1	6	28	97	88	117	117
Days of Therapy (%)	100.0	85.7	93.3	99.6	97.7	95.3	95.3
Avg. Daily Use Time (h:mm)	07:04	06:05	06:35	06:39	06:35	06:26	06:26
Mean P (cmH <sub>2</sub> O)	6.5	6.5	9.0	9.0	9.0	6.5	6.5
PPV (cmH <sub>2</sub> O)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
AHI	1.7	0.5	2.9	3.1	3.6	4.6	4.6
AI	1.3	1.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
RI	6.4	1.4	3.7	3.0	3.3	4.5	4.5
Avg. Leak (L/min)	1.8	3.0	9.4	11.2	12.6	13.0	13.2
High Leak Time	00:00	00:00	00:01	00:01	00:00	00:00	00:00
SpO <sub>2</sub> (%)	92.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
ODX	4.0	7.0	6.0	6.0	6.0	16.0	16.0
Rise Rate (SPM)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



# BMC Medical Co., Ltd.

Add: 5/F Main Building, No.19 Gucheng Street West, Shijingshan, Beijing 100043, China  
 Tel: +86-10-51663880      Fax: +86-10-51663880 ext.810      www.bmc-medical.com